

Verfahren zur Probenahme bei verendeten Schweinen zur Früherkennung einer ASP Infektion

Blutentnahme durch Herzpunktion

- Schwein auf die rechte Seite legen
- Mit einer langen Kanüle (für Mastschweine und Jungsauen z.B. 2,0 x 100mm; für Altsauen z.B. 2,0 x 120mm) im Rippenzwischenraum hinter dem Ellbogenhöcker einstechen und das Herz punktieren.
- Ein doppelt barcodiertes EDTA-Blutprobenröhrchen (mit 13 mm Durchmesser) verwenden; mindestens zur Hälfte mit Blut füllen.

